


Поликлональные Антитела Anti-Cabp7 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q86V35

Артикул: CM0013851



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CABP7 (Кальнейрон II), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ИФА у человека, мыши и крысы. Направлены на регулятор транспорта через аппарат Гольджи. Идеально подходят для исследований в области клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CABP7 Кроличьи pAb
Примечания/псевдонимы	CALN2; CABP7
Вид	Человек
ID гена (человек)	164633
ID гена	164633
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-180 человеческого CABP7 (NP_872333.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86V35
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодовой пакет