


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cacna1D Для Wb И Ифа — Q01668

Артикул: CM0019544



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого CACNA1D (Cav1.3), реагирующее с белками человека и крысы, подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Исследуйте функцию кальциевых каналов L-типа в возбудимых клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CACNA1D Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CACN3; CACN4; PASNA; SANDD; Cav1.3; CCHL1A2; CACNL1A2; CACNA1D
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	776
Идентификатор гена	776
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1882-2181 человеческого CACNA1D (NP_000711.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q01668
Молекулярная масса белка	245 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом