


Поликлональные Антитела Против Cаспа1Н Для Иф/Мцк, Ифа - O95180

Артикул: CM0015466



введение

Кроличы pAb против CACNA1H — это поликлональные антитела к человеческому CACNA1H, валидированные для ИФ/МЦК и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши. Разработаны для исследований Т-тип кальциевого канала Cav3.2 в области ионного транспорта и неврологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CACNA1H Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8912
GeneID	8912
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1890-2030 человеческого CACNA1H (NP_066921.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O95180
Молекулярный вес белка	259кДа
Доставка	Сумка со льдом