


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cacna1H Для If-P, Ифа - O95180

Артикул: CM0022944



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CACNA1H (Cav3.2), субъединицу Т-типа кальциевого канала. Валидировано для IF-P и ИФА, перекрёстно реагирует с крысой. Идеально подходит для исследований в области нейронауки, кардиологии и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CACNA1H
Примечания/синонимы	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8912
Идентификатор гена	8912
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2250-2353 человеческого CACNA1H (NP_066921.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ИФА
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	O95180
Молекулярная масса белка	259 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент