

Поликлональные Антитела К Cacna1s Для Ифп И Ифа — Q13698

Артикул: CM0019559



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CACNA1S (Cav1.1, альфа-1S субъединица L-тип кальциевого канала), валидированные для ИФП и ИФА; перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований сопряжения возбуждения и сокращения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CACNA1S Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MHS5; DHPRM; HOKPP; TTPP1; CMYP18; Cav1.1; HOKPP1; hypoPP; CCHL1A3; CACNL1A3; CACNA1S
Вид	Человек
ID гена (человек)	779
ID гена	779
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 900-1000 человеческого CACNA1S (NP_000060.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФП, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q13698
Молекулярная масса белка	212 кДа
Доставка	С ледяным пакетом