

Поликлональное Антитело К Casna2D2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ny47

Артикул: CM0017816

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок CACNA2D2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально для исследований кальциевых каналов и связанных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к CACNA2D2 (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	CASVDD; CACNA2D; CACNA2D2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9254
ID гена	9254
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-200 человеческого белка CACNA2D2 (NP_001167522.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NY47
Молекулярная масса белка	130 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом