

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Casna2D3 Для Wb, Elisa — Q8Izs8

Артикул: CM0017551

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CACNA2D3 (альфа-2/дельта-3 субъединица потенциалзависимого кальциевого канала). Валидировано для WB и ELISA, имеет перекрёстную реактивность с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Для исследований ионных каналов и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CACNA2D3 Rabbit pAb
Примечания/синоним	HSA272268, CACNA2D3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55799
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 900–1040 человеческого CACNA2D3 (NP_060868.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IZS8
Молекулярная масса белка	123 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом