


Кроличыи Поликлональные Антитела К Cacnb1 Для Wb, Elisa - Q02641

Артикул: CM0025495



введение

Кроличыи поликлональные антитела к CACNB1, регуляторной субъединице L-типа кальциевых каналов, валидированные для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области сердечно-сосудистой системы и нейронаук.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к CACNB1
Примечания/Синонимы	CAB1; CCHLB1; CACNLB1; CACNB1
Вид	Человек
GeneID	782
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 429-598 человеческого CACNB1 (NP_000714.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02641
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом