

Поликлональные Антитела Anti-Cacnb3 Для Wb, Elisa — P54284

Артикул: CM0016354



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CACNB3 (CAB3, CACNLB3), бета-3-субъединицы потенциал-зависимого L-типа кальциевого канала. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследования ионных каналов и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CACNB3 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CAB3, CACNLB3, CACNB3
Вид	Человек
GeneID	784
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 355-484 человеческого CACNB3 (NP_000716.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P54284
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Ледяной пакет