

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Cacng1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q06432

Артикул: CM0013526

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CACNG1 (гамма-1 субъединицу потенциал-зависимого кальциевого канала). Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Детектирует человеческий, мышиный, крысиный белок. Идеально для исследований L-типа кальциевых каналов скелетных мышц.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | CACNG1 Кроличье pAb                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | CACNLG; CACNG1                                                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (Человек)                   | 786                                                                                                                                 |
| GeneID                             | 786                                                                                                                                 |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-110 человеческого CACNG1 (NP_000718.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                              | Q06432                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 25 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                   |