


## Поликлональные Антитела Против Cacybp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nb71

Артикул: CM0024398



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к кальциклин-связывающему белку (CACYBP), валидированные для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Подходят для изучения убиквитин-зависимой деградации и кальциевой сигнализации. Продукт основан на экспертизе CamelBio в области поставок сырья для ИВД.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | [Валидировано нокаутом] CACYBP кроличьи поликлональные антитела                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | SIP, GIG5, PNAS-107, S100A6BP, BP                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                        |
| ID гена (человек)                  | 27101                                                                                                                          |
| ID гена                            | 27101                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-228 человеческого CACYBP (NP_055227.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                        |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                           |
| SWISS                              | Q9NB71                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 26 кДа                                                                                                                         |
| Доставка                           | Хладоэлемент                                                                                                                   |