


Поликлональное Антитело Против Сасубр (Валидировано Нокаутом) - Q9Hb71

Артикул: CM0027214



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CACYBP, валидированное методом нокаута, для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Детектирует эндогенный CACYBP в образцах человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает стабильность от партии к партии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] CACYBP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SIP; GIG5; PNAS-107; S100A6BP; BP
Вид	Человек
GeneID (человек)	27101
GeneID	27101
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HB71
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	В сумке со льдом