


Поликлональные Антитела Против Cad Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27708

Артикул: CM0029335



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CAD (P27708), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований биосинтеза пиримидинов и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAD кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	790
GeneID	790
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1650-1900 человеческого CAD (NP_004332.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27708
Молекулярный вес белка	243кДа
Доставка	Сумка со льдом