

Кроличья Моноклональная Антитела Против Cad Для Wb, If/Icc, Elisa - P27708

Артикул: CM0009408



введение

Кроличья моноклональная антитела против CAD, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Распознает человеческий белок CAD — мультифункциональный фермент де novo пути биосинтеза пиримидинов с молекулярной массой 243 кДа. Идеально подходит для изучения метаболизма пиримидинов и связанных с ним заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела против CAD
Примечания/Алиасы	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	790
ID гена	790
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CAD (P27708).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27708
Молекулярная масса белка	243 кДа
Доставка	Холодильный пакет