

Анти-Кадгерин 16 (Cdh16) Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If, Ihc, Elisa - O75309

Артикул: CM0027144

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого Кадгерина-16 (CDH16, Ksp-кадгерин). Валидированы для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований кадгерина, специфичного для почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кадгерин 16 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CDH16; Кадгерин 16
Вид	Человек
GeneID	1014
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-230 человеческого Кадгерина 16 (NP_004053.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75309
Молекулярный вес белка	90кДа
Доставка	Сумка со льдом