

Моноклональное Антитело Против Кадгерина 16 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (На Срезах), Ифа - O75309

Артикул: CM0003602

введение

Кроличье моноклональное антитело против Кадгерина 16, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ (на срезах), ИФА. Нацелено на кадгерин, специфичный для почек, и белок клеточной адгезии. Перекрестная реакция с человеком, мышью. Идеально подходит для исследований IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кадгерин 16 (кроличье мАт)
Примечания/Псевдоним	Ksp кадгерин; Кадгерин 16
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1014
ID гена	1014
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ (на срезах), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75309
Молекулярный вес белка	90 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент