

Кроличья Моноклональная Антитело Против Кадгерина-17 (LI-Кадгерина) Для Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q12864

Артикул: CM0011713



введение

Кроличья моноклональная антитело, направленная против человеческого Кадгерина-17 (LI-кадгерина), валидированная для применения в WB, IHC-P, IF-P, ELISA, с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований клеточной адгезии и тканевой организации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LI-кадгерин/Кадгерин-17, кроличья мкАт
Примечания/Альтернативные названия	HPT1; CDH16; HPT-1; LI Cadherin/Cadherin-17
Вид иммуногена	Человек
ID гена (человек)	1015
ID гена	1015
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого LI-кадгерина/Кадгерина-17 (Q12864)
Источник продукции	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12864
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия доставки	С холодоэлементом