


Поликлональное Антитело Кролика Против Cadm3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8N126

Артикул: CM0026663



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CADM3 (NECL1, SynCAM3), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для нейробиологических исследований клеточной адгезии и синаптической организации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CADM3
Примечания/Альтернативные названия	BIGR; NECL1; TSLL1; CMT2FF; IGSF4B; Necl-1; synCAM3; CADM3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57863
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-330 человеческого CADM3 (NP_001120645.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N126
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом