

Поликлональные Антитела Anti-Cadps Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Ulu8

Артикул: CM0013407



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CADPS/CAPS-1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышью и крысой; идеально подходят для исследований в области нейронауки и эндокринной секреции, связанных с экзоцитозом плотных гранул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CADPS Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8618
ID гена	8618
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1020-1100 человеческого CADPS (NP_899630.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9ULU8
Молекулярный вес белка	153кДа
Доставка	Сумка со льдом