

Кроличье Моноклональное Антитело Против Кальбиндина Для Вестерн-Блоттинга - P05937

Артикул: CM0004722



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против кальбиндина для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и иммуноферментном анализе (ELISA). Валидировано на образцах человека, мыши, крысы. Детектирует эндогенный кальбиндин с молекулярной массой 30 кДа. Идеально для исследований кальциевой сигнализации и диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против кальбиндина (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CALB; D-28K; Кальбиндин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	793
GeneID	793
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого кальбиндина (P05937).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05937
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом