


Поликлональное Кроличье Антитело Против Кальбиндина Для Wb, IHC-P, Elisa — P05937

Артикул: CM0016646



введение

Поликлональное кроличье антитело против кальбиндина, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), IHC-P и ELISA. Распознаёт кальбиндин человека, мыши и крысы. Получено с использованием рекомбинантного полноразмерного иммуногена. Подходит для исследований кальциевой сигнализации, витамина D и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против кальбиндина
Примечания/синонимы	CALB; D-28K; Calbindin
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	793
Идентификатор гена	793
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-261 кальбиндина человека (NP_004920.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P05937
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом