


Поликлональное Кроличье Антитело К Кальбиндину Для Wb, Игх-П, Ифа — P05937

Артикул: CM0015912



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на кальбиндин человека (CALB; D-28K), для вестерн-блоттинга, ИГХ парафиновых срезов и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы; выявляет белок массой около 30 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к кальбиндину
Примечания/синонимы	CALB; D-28K; кальбиндин
Вид	Человек
GeneID (человек)	793
GeneID	793
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-261 кальбиндина человека (NP_004920.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИГХ-П, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05937
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом