

Анти-Calca Поликлональные Кроличьи Антитела Для IHC-P, Elisa - P06881

Артикул: CM0020097



введение

CALCA Rabbit pAb — это поликлональные кроличьи антитела, направленные против пептида 1, родственного гену кальцитонина (альфа-CGRP) человека; валидированы для IHC-P и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально подходят для исследований вазодилатации и нейропептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALCA Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	796
ID гена	796
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-128 CALCA (NP_001029125.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06881
Молекулярный вес белка	14 кДа
Доставка	Сумка со льдом