

Кроличье Моноклональное Антитело Против Кальциневрина А Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q08209

Артикул: CM0010764



введение

Кроличье моноклональное антитело к кальциневрину А, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA; детектирует человеческий, мышиный, крысиный PPP3CA. Важно для исследований кальциевой сигнализации, NFAT-опосредованной транскрипции и активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к кальциневрину А
Примечания/Альтернативные названия	CALN; CCN1; CNA1; CALNA; DEE91; IECEE; PPP2B; ACCIID; CALNA1; IECEE1; Calcineurin A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5530
ID гена	5530
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 422-521 человеческого кальциневрина А (Q08209).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08209
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом