

Кроличья Поликлональная Антитела Против Calcoco1 Для Вестерн Блоттинга И Ифа - Q9P1Z2

Артикул: CM0027366

введение

Кроличьи поликлональные антитела против CALCOCO1, коактиватора транскрипции, участвующего в сигнальном пути Wnt и путях ядерных рецепторов. Валидированы для Вестерн блоттинга и ИФА, реагируют с человеческим и мышиным белком. Подходят для исследований регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к CALCOCO1
Примечания/Альтернативные названия	Cocoo; PP13275; calphoglin; CALCOCO1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57658
GeneID	57658
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9P1Z2
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом