

Поликлональные Антитела Против Calcr Для Wb, Elisa - P30988

Артикул: CM0013032



введение

CALCR Rabbit pAb — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИИФА (ELISA), нацеленные на человеческий рецептор кальцитонина (55 кДа). Идеально подходят для исследований сигнальных путей GPCR, гомеостаза кальция и костного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALCR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CRT; CTR; CT-R; CTR1; CALCR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	799
ID гена	799
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-148 человеческого CALCR (NP_001733.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30988
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка-холодильник