


Кроличья Поликлональная Антитело Против Calcrl Для Вб, Ифа - Q16602

Артикул: CM0029858



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CALCRL, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает CALCRL (CRLR; CGRPR) человека, мыши и крысы — ключевой рецептор кальцитонин-генного пептида и аденомедуллина. Идеально подходит для исследований в области кардиологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALCRL кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	CRLR; CGRPR; LMPHM8; CALCRL
Вид	Человек
ID гена (человек)	10203
ID гена	10203
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 346-445 CALCRL человека (NP_005786.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16602
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом