

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Cald1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q05682

Артикул: CM0030963

введение

Кроличыи поликлональные антитела против CALD1 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознают человеческую кальдесмон — актин- и миозин-связывающий белок, регулирующий сокращение гладких мышц и подвижность немышечных клеток. Идеально подходит для исследований в области кардиологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALD1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CDM, HCAD, LCAD, h-CD, H-CAD, L-CAD, NAG22, CALD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	800
ID гена	800
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-240 человеческого CALD1 (NP_004333.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q05682
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом