

Кроличья Моноклональная Антитело Против Калдесмона/Сdm Для Игх-П, Ифа - Q05682

Артикул: CM0012650

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против Калдесмона/CDM, валидированное для иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГХ-П) и иммуноферментного анализа (ИФА). Обнаруживает человеческий калдесмон — актин-связывающий белок, регулирующий сократительную способность гладкомышечных и немышечных клеток, а также процессы митоза и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело к Caldesmon/CDM
Примечания/Синонимы	CDM; HCAD; LCAD; h-CD; H-CAD; L-CAD; NAG22
Вид	Человек
ID гена (человек)	800
ID гена	800
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 208–436 человеческого калдесмона/CDM (NP_149129.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q05682
Молекулярная масса белка	120–150 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом