


Анти-Calhm1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iu99

Артикул: CM0025147



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого CALHM1 (FAM26C), валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и крысиным белками. Подходят для изучения вкусового восприятия, гомеостаза кальция и нейронной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALHM1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	FAM26C; CALHM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	255022
GeneID	255022
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8IU99
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом