


Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Calhm2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ha72

Артикул: CM0014652



введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-CALHM2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и крысиный CALHM2, модуляторный канал гомеостаза кальция, участвующий в высвобождении АТФ, нейровоспалении и синаптической передаче.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALHM2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FAM26B; CALHM2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51063
ID гена	51063
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого CALHM2 (NP_057000.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9HA72
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	С ледяным пакетом