


Поликлональные Антитела Против Calm2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P0DP24

Артикул: CM0028309



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого кальмодулина-2 (CALM2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь. Необходимы для исследований кальциевой сигнализации, биологии centrosom и кардиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALM2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	caM; CALM; CAM1; CAM3; CAMC; PHKD; CAMII; LQT15; PHKD2; CALML2; CAMIII; CALM2
Вид	Человек
GeneID (человек)	805
GeneID	805
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-149 человеческого CALM2 (NP_001734.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P0DP24
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом