

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Calm3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P62158

Артикул: CM0012903

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CALM3 (кальмодулин 3), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Белок массой 16 кДа. Идеально подходит для диагностических и исследовательских применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALM3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Вид	Человек
GeneID (человек)	808
GeneID	808
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-140 человеческого CALM3 (NP_005175.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62158
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом