

Кроличье Моноклональное Антитело Против Кальмегина (Clgn) Для Вб, Иф-П, Игх-П, Ифа — O14967

Артикул: CM0002108

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к человеческому Кальмегину (CLGN), подходящее для ВБ, ИФ-П, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с кальмегином мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репродуктивной биологии в области сперматогенеза и мужской фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Кальмегину
Примечания/алиасы	CLGN; Calmegin
Вид	Человек
GeneID (человек)	1047
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 180-350 человеческого Кальмегина (O14967)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14967
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами