

Поликлональные Антитела Против Кальмодулина 1/2/3 Для Игг-П, Иф/Икц, Ифа - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

Артикул: CM0013335



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого кальмодулина 1/2/3, подходят для ИГГ-П, ИФ/ИКЦ и ИФА. Обнаруживают все три изоформы кальмодулина у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований кальциевой сигнализации и регуляции каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кальмодулин 1/2/3, кроличьи поликлональные антитела
Примечания / Алиасы	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulin 1/2/3
Вид	Человек
ID гена (человек)	801/805/808
ID гена	801/805/808
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 70-149 человеческого кальмодулина 1/2/3 (NP_008819.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГГ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодильный пакет