

Кроличье Моноклональное Антитело Против Кальмодулина 1/2/3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции (If-P), Elisa - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

Артикул: CM0012234



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Кальмодулин 1/2/3, валидировано для WB, IF-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований кальциевой сигнализации и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Кальмодулина 1/2/3
Примечания/Альтернативные названия	CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulin 1/2/3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	801/805/808
ID гена	801/805/808
Иммуноген	Синтетический пептид. Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70-149 человеческого Кальмодулина (NP_008819.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом