

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Calmodulin 1/2/3 Для Wb, Elisa - P0Dp23/P0Dp24/P0Dp25

Артикул: CM0016823



введение

Поликлональное кроличье антитело к кальмодулину 1/2/3, валидированное для применений в вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Распознает кальмодулин человека, мыши и крысы, ключевой преобразователь сигналов, связывающий кальций. Рекомбинантное антитело, полученное из кролика, предназначено для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к кальмодулину 1/2/3
Примечания/синонимы	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Кальмодулин 1/2/3
Вид	Человек
GeneID (человек)	801/805/808
GeneID	801/805/808
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70–149 кальмодулина 1/2/3 человека (NP_008819.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент