

Анти-Кальмодулин (Calm3) Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P62158

Артикул: CM0015505

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого кальмодулина (CALM3), валидированная для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для изучения кальциевой сигнализации и регуляции клетки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CALM3 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Вид	Человек
GeneID (человек)	808
GeneID	808
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-149 человеческого CALM3 (NP_001734.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P62158
Молекулярный вес белка	17kDa
Доставка	Сумка со льдом