

Моноклональное Антитело Против Кальнексина Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P27824

Артикул: CM0010513

введение

Кроличье мАб (Monoclonal Antibody) против кальнексина для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека. Нацелено на белок кальнексин 68 кДа, ключевой шаперон ЭПР, участвующий в контроле качества гликопротеинов и сворачивании белков. Для исследований в области клеточной и молекулярной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против кальнексина
Примечания/Псевдоним	CNX; P90; IP90; Кальнексин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	821
ID гена	821
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 493-592 человеческого кальнексина (P27824).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27824
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	Сумка со льдом