

Поликлональное Антитело Против Кальнексина Для Вестерн-Блоттинга, Иммуофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - P27824

Артикул: CM0018069

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий кальнексин (CNX, IP90, P90) — шаперон эндоплазматического ретикулума. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA. Детектирует кальнексин в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сворачивания белков и контроля качества.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против кальнексина (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	CNX; P90; IP90; Кальнексин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	821
GeneID	821
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-592 человеческого кальнексина (NP_001737.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуофлуоресценция/иммуоцитохимия, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27824
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом