

Поликлональное Антитело Против Calpain 1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P07384

Артикул: CM0018254



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого кальпаина-1 (CAPN1), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований ремоделирования цитоскелета и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кальпаин 1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpain 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	823
GeneID	823
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 355-530 человеческого Кальпаина 1 (NP_005177.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07384
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом