

Поликлональное Антитело Кролика Против Кальпаина 1 Для Wb, Elisa — P07384

Артикул: CM0021313



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий кальпаин 1 (muCANP/CANP1). Валидировано для WB и ELISA, молекулярная масса белка составляет 82 кДа. Идеально подходит для изучения регулируемого кальцием протеолиза и нейродегенеративных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против кальпаина 1
Примечания/синонимы	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpain 1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	823
Идентификатор гена	823
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-330 человеческого кальпаина 1 (NP_005177.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P07384
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом