

Поликлональное Антитело Кролика Против Кальпаина 2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P17655

Артикул: CM0027539



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого кальпаина 2. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA); перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения опосредованного кальпаином протеолиза и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к кальпаину 2
Примечания/Альтернативные названия	CANP2; mCANP; CANPL2; CANPml; Calpain 2
Вид (организм)	Человек
ID гена (человек)	824
ID гена	824
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 520-700 человеческого кальпаина 2 (NP_001739.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17655
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом