


Кроличыи Моноклональные Антитела К Анти-Калпониу-1 Для Вестерн-Блоттинга, IF-P, IHC-P, Ифа - P51911

Артикул: CM0005579



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого Калпони-1 (CNN1, SMCC). Валидированы для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения сокращения гладкой мускулатуры и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Калпонин-1 кроличыи МАТ
Примечания/Псевдоним	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1264
Иммуноген	Синтетический пептид (а.к. 198-297 человеческого Калпони-1, NP_001290.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51911
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент