


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Calponin-1 Для Wb, Elisa — P51911

Артикул: CM0018808



введение

Поликлональное антитело кроличьего происхождения, нацеленное на Calponin-1, полученное против рекомбинантного слитого белка. Идеально подходит для вестерн-блоттинга и ELISA в исследованиях гладкой мускулатуры. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Calponin
Примечания/алиасы	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponin
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1264
Идентификатор гена	1264
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-297 человеческого Calponin (NP_001290.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51911
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом