

Моноклональное Антитело Против Кальретикулина [Верифицировано Методом Нокаута] Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P27797

Артикул: CM0008871



введение

Мышьное моноклональное антитело против кальретикулина, валидированное нокаутом, для WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным антигеном. Нацелено на CALR — шаперон эндоплазматической сети 47 кДа, участвующий в фолдинге белков и поддержании гомеостаза кальция.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированный KO] Мышьный МАТ против кальретикулина
Примечания/Алиасы	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Кальретикулин
Вид	Человек
ID гена (человек)	811
ID гена	811
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 18-203 человеческого кальретикулина (NP_004334.1)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27797
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодильный пакет