

Анти-Кальретикулин Кроличий Моноклональный Антитело (Валидировано На Ко) Для Wb, IHC-P, Elisa - P27797

Артикул: CM0002119



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого кальретикулина (CRT/ERp60). Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подтверждено для WB, IHC-P и ELISA. Шаперон ЭП и кальций-связывающий белок, участвующий в сворачивании гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Кальретикулин кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; [Валидировано на KD] Кальретикулин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	811
ID гена	811
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, аминокислотам 18-203 человеческого кальретикулина (NP_004334.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27797
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом