


Кроличья Поликлональная Антитело Против Кальретикулина Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Артикул: CM0017778



введение

Кроличья поликлональная антитело против кальретикулина, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает кальретикулин человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования функции шаперонов эндоплазматической сети, гомеостаза кальция и фолдинга белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело против кальретикулина
Примечания/алиасы	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Кальретикулин
Вид	Человек
ID гена (человек)	811
ID гена	811
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 18-203 кальретикулина человека (NP_004334.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P27797
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовый пакет