

Поликлональное Антитело К Кальретину Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф, Elisa - P22676

Артикул: CM0029459

введение

Кроличье поликлональное антитело к кальретину, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ, иммунофлуоресценции, ELISA. Детектирует белок 32 кДа у человека, мыши, крысы. Идеально для исследований кальциевого гомеостаза и нейрональной пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к кальретину
Примечания/Альтернативные названия	CR; CAL2; CAB29; Кальретинин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	794
ID гена	794
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-271 кальретина человека (NP_001731.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на клетках, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22676
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом