

Анти-Кальретинин Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22676

Артикул: CM0004135

введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против кальретинина (CALB2), кальций-связывающего белка массой 32 кДа. Валидировано для WB, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кальретинин кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	CR; CAL2; CAB29; Кальретинин
Вид	Человек
GeneID (человек)	794
GeneID	794
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-271 человеческого кальретинина (NP_001731.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22676
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом